

Procur-koncentrat

Koncentreret vaskeplejemiddel med specialeffekt

Egenskaber

Rengør effektivt og efterlader en speciel - polerbar - plejefilm, der modvirker at tyggegummirester og selvklæbende etiketter hæfter sig til gulvet, lige som sorte hælmærker reduceres betydeligt. Ved regelmæssig brug af Procur-koncentrat bliver plejefilmen på gulvet fornyet, hvorved opbygning af en u hensigtsmæssig mængde plejefilm undgås. Procur-koncentrat tørrer op med en sribefri silkemat glans, der med den foreskrevne dosering er skridhæmmende. En friktion målt efter DIN 18032 del 2 mellem 0,4 my og 0,6 my giver et resultat, der opfylder friktionskravene i sportshaller, (Friktionstest er gennemført af FMFA, Baden-Württemberg, Tyskland, Otto-Graf-Institut). Produktet er derfor særdeles velegnet til rengøring i idrætshaller samt på øvrige arealer med stor belastning og, hvor der ønskes en skridhæmmende overflade.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske tensider 5-15%, vandopløselig opløsningsmiddel, plejekomponenter, additiver, farve, duft (Linalool).
pH-værdi (koncentrat): ca. 4,5 pH-værdi (i brugsopløsning): ca. 7

Anvendelsesområder

På alle vandtålede, hårde og flexible gulvmaterialer som f.eks. linoleum, gummi, marmor, kunststen, vinyl, epoxy, betonfliser samt på polishbehandlede overflader. Særlig anvendelig, hvor der er store krav til gangssikkerhed som f.eks. i sportshaller og i ældreboliger.

Anvendelse

1 doseringsmål = 25 ml.

Daglig rengøring (moppe / maskinel vådrengøring):

1 dosering pr. 8 l koldt vand eller dosering via Kiehl-Doseringssystem 1:320. (f. eks. Dosifill).
Ved let til middel besmudsning kan halv dosering være tilstrækkelig.

Polering:

Gennem periodisk polering (ca. 1000 RPM) ophærdes plejekomponenterne, trafikspor reduceres og slidstyrken øges.

Microbeskyttelse:

1 dosering til 1 l koldt vand.



Vaskepleje- middel

Forbrug pr. m²

Moppe / maskinel vådrengøring: 0,06-0,25 ml
Microbeskyttelse: 0,75 ml

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 11

Emballage

Krt. 240 x 25 ml doseringsposer
Krt 6 x 1 l flaske m/doseringstop
10 l dunk

Vare-nr. j 30 05 54
Vare-nr. j 30 05 02
Vare-nr. j 30 05 10

